

Molchmeldestift

handlich und netzunabhängig.....



....zum Orten von Molchen

Einsatz

Molche lassen sich über implantierte Magnete dedektieren.

Der Molchmeldestift reagiert auf das ausgestrahlte Magnetfeld. Er meldet optisch und akustisch die Position des Molches. Die Dedektion erfolgt berührungslos durch die geschlossene Leitungswand aus Edelstahl, Kunststoff oder Gummi (Schläuche).

Lieferung mit Batterien

MOLCHMANUFAKTUR
Baumhofstraße 116, D-37520 Osterode am Harz
Fon: +49 (0) 5522-3177977, Fax: +49 (0) 3177978
info@molchmanufaktur.de
www.molchmanufaktur.de