

# MOLCHMANUFAKTUR.



## Molchmeldestift

handlich und netzunabhängig zum Orten von Molchen

### Einsatz:

Molche lassen sich über implantierte Magnete dedektieren. Der Molchmeldestift reagiert auf das ausgestrahlte Magnetfeld. Er meldet optisch und akustisch die Position des Molches. Die Dedektion erfolgt berührungslos durch die geschlossene Leitungswand aus Edelstahl, Kunststoff oder Gummi (Schläuche).

### Lieferung mit Batterien